



Seringas e
Extensores

imex
medical

Compatíveis com injetoras Imex Medical



SSC201

- Seringa de 150ml (1 unid.)
- Tubo preenc. (1 unid.);

Compatibilidade

- H15



SSC104

- Seringa de 200ml (2 unid.)
- Tubo preenc. (2 unid.);
- Tubo extensor Y (1 unid.)

Compatibilidade

- C22



SSC103

- Seringa de 200ml (1 unid.)
- Tubo preenc. (1 unid.);
- Tubo extensor (1 unid.)

Compatibilidade

- C20



SSC301

- Seringa de 65ml (2 unid.)
- Tubo extensor Y (1 unid.);
- Perfuradores (2 unid.)

Compatibilidade

- C60

Compatíveis com outras injetoras



SMR 104

- Seringa de 200ml (2 unid.)
- Spike Estéril (2 unid.)
- Tubo extensor 2 vias (1 unid.)

Compatibilidade

- Stellant CT-D



SMR 101

- Seringa de 200ml (1 unid.)
- Tubo extensor (1 unid.);
- Tubo de preenc. rápido (1 unid.)

Compatibilidade

- MCT;
- MCT Plus;
- Vistron CT;
- Envision CT;
- SinoPower – S



SMR 102

- Seringa de 200ml (1 unid.)
- Tubo de preenchimento rápido (1 unid.)
- Tubo extensor 1 via (1 unid.)

Compatibilidade

- Stellant CT Single



SMT 102

- Seringa de 200ml (2 unid.)
- Spike Estéril (2 unid.)
- Tubo extensor 2 vias (1 unid.)

Compatibilidade

- Accutron CTD
- Accutron MR
- Injektron CT2

Compatíveis com outras injetoras



SLF 101

- Seringa de 200ml (1 unid.)
- Tubo de preenchimento rápido (1 unid.)
- Tubo extensor 1 via (1 unid.)

Compatibilidade

- CT9000
- CT9000 ADV
- Optione



SMT 101

- Seringa de 200ml (1 unid.)
- Tubo de preenchimento rápido (1 unid.)
- Tubo extensor 1 via (1 unid.)

Compatibilidade

- Accutron CT
- Injektron CT



SLF 301

- Seringa de 60ml (2 unid.)
- Spike Estéril (2 unid.)
- Tubo extensor 2 vias (1 unid.)

Compatibilidade

- Optistar MR
- Optistar Elite
- Optistar LE



SLF 202

- Seringa de 150ml (1 unid.)
- Tubo de preenchimento rápido (1 unid.)

Compatibilidade

- Angiomat Illumena



SMR 302

- Seringa de 65ml (1 unid.)
- Seringa de 115ml (1 unid.)
- Spike Estéril (2 unid.)
- Tubo extensor 2 vias (1 unid.)

Compatibilidade

- Spectris Solaris MR



SLF 102

- Seringa de 200ml (2 unid.);
- Spikes Estéril (2 unid.);
- Tubo extensor p/ seringas (1 unid.).

Compatibilidade

- Optvantage DH



SMT 301

- Seringas de 65ml (2 unid.);
- Spikes Estéril (2 unid.);
- Tubo extensor p/ seringas 2 vias (1 unid.).

Compatibilidade

- Accutron MR

Extensores Descartáveis Imex Medical

— Extensores Universais

Extensores de preenchimento e injeção para administração intravenosa de meios de contraste para Tomografias e Ressonância, projetados especificamente para oferecer a confiabilidade, alta qualidade e segurança que você espera para seus procedimentos de injeção de contraste.

Estes extensores possuem compatibilidade para diversos modelos de seringas no mercado.



Flexifill D

O extensor duplo, modelo Flexifill D, utiliza válvulas antirrefluxo sendo fundamental para garantir o rápido preenchimento de contraste e soro, ao mesmo tempo em que evita o risco de contaminação e otimiza o tempo total do processo.

Essas válvulas impedem o retorno de fluidos, assegurando um fluxo unidirecional eficiente e mantendo a integridade do sistema.

Indicação de Uso:

Injetoras de contraste de dupla cabeça.



Flexifill S

O extensor simples, modelo Flexifill S, utiliza válvulas antirrefluxo para assegurar o preenchimento rápido do contraste.

Este mecanismo previne a contaminação e otimiza o tempo do procedimento, garantindo um fluxo unidirecional eficiente e a integridade do sistema ao impedir o refluxo de fluidos.

Indicação de Uso:

Injetoras de contraste de uma cabeça.



Flexifill R

O extensor reto de 25cm, modelo Flexifill R, é um produto utilizado para estender a linha de infusão, dando uma maior mobilidade ao usuário, conectando o equipo ao acesso venoso, conta com conector luer lock (rosca) que dá mais segurança, evitando o desprendimento da conexão.

Indicação de Uso:

Multifuncional para extensores.


Assistência Técnica

— Imex Service

A área de Service da Imex Medical é especializada na prestação de serviços em equipamentos médicos em todo território nacional.



Todo este suporte trabalha com objetivo de reduzir ao máximo a ociosidade dos equipamentos e oferecer maior tranquilidade aos nossos clientes.



Oferecemos um canal de atendimento para abertura de chamado através de nosso site e/ou central telefônica que, de forma instantânea, já presta o primeiro atendimento e se necessário, realiza o agendamento com nosso time de especialistas técnicos.



Possui uma estrutura de especialistas técnicos altamente capacitados que oferecem serviços de manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos Imex Medical.

O foco desta estrutura é garantir o funcionamento dos equipamentos de maneira mais eficiente, auxiliando os clientes a usufruir de todas as funcionalidades que o equipamento oferece.

